



## 185420-000280

## **CANNULA DI WENDL IN WIRUPREN CH 28 9,3M\***

- Cannula nasofaringea di Wendl, in WIRUPREN® con disco mobile ed estremità allargata
- Per intubazione nasofaringea in anestesia, terapia intensiva e in emergenza.
- Fornita singolarmente in confezione sterile
- Misura CH 28
- Diametro interno: 6,5 mmDiametro esterno: 9,33 mm
- Lunghezza: 170 mmCODICE CND: R010101CODICE RDM: 627420

DIR/QM - Rev. 01\_06/07/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl