



185420-000300

CANNULA DI WENDL IN WIRUPREN CH 30 10MM*

- Cannula nasofaringea di Wendl, in WIRUPREN® con disco mobile ed estremità allargata
- Per intubazione nasofaringea in anestesia, terapia intensiva e in emergenza.
- Fornita singolarmente in confezione sterile
- Misura CH 30
- Diametro interno: 7,0 mmDiametro esterno: 10,00 mm
- Lunghezza: 170 mmCODICE CND: R010101CODICE RDM: 627420

DIR/QM - Rev. 01_06/07/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl