



ETAN30C02

TUBO TRACHEALE CUFFIATO 3,0MM ORO/NASALE

- Tubo tracheale, oro-nasale, monouso, cuffiato,
- Fabbriato in cloruro di polivinile (PVC), termosensibile
- Destinato ai seguenti usi:
 - ventilazione a pressione positiva;
 - induzione dell'anestesia in caso non sia possibile utilizzare una maschera facciale;
 - rimozione/protezione delle secrezioni dalla trachea e dai bronchi in aspirazione.
- Connettore 15M
- Graduato con marcatura di profondità per il controllo del posizionamento rispetto alle corde vocali
- Linea radiopaca per una chiara identificazione sotto i raggi X
- Dotato di:
 - Cuffia a bassa pressione e ad ampio volume atraumatica
 - Palloncino spia blu con raccordo Luer e valvola unidirezionale
 - Occhio di Murphy con bordo arrotondato, atraumatico
 - Punta atraumatica, precurvata tipo Magill in conformità alle norme ISO/EN applicabili.

DIR/QM – Rev. 01_31/03/2025

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl