



## ETAN30C02

### TUBO TRACHEALE CUFFIATO 3,0MM ORO/NASALE

- Tubo tracheale, oro-nasale, monouso, cuffiato,
- Fabbricato in cloruro di polivinile (PVC), termosensibile
- Destinato ai seguenti usi:
  - ventilazione a pressione positiva;
  - induzione dell'anestesia in caso non sia possibile utilizzare una maschera facciale;
  - rimozione/protezione delle secrezioni dalla trachea e dai bronchi in aspirazione.
- Connettore 15M
- Graduato con marcatura di profondità per il controllo del posizionamento rispetto alle corde vocali
- Linea radiopaca per una chiara identificazione sotto i raggi X
- Dotato di:
  - Cuffia a bassa pressione e ad ampio volume atraumatica
  - Palloncino spia blu con raccordo Luer e valvola unidirezionale
  - Occhio di Murphy con bordo arrotondato, atraumatico
  - Punta atraumatica, precurvata tipo Magill in conformità alle norme ISO/EN applicabili.

DIR/QM – Rev. 01\_31/03/2025

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl