



## ETAN75C02

## TUBO TRACHEALE CUFFIATO 7,5MM ORO/NASALE

- Tubo tracheale, oro-nasale, monouso, cuffiato,
- Fabbricato in cloruro di polivinile (PVC), termosensibile
- · Destinato ai seguenti usi:
- ventilazione a pressione positiva;
- induzione dell'anestesia in caso non sia possibile utilizzare una maschera facciale;
- rimozione/protezione delle secrezioni dalla trachea e dai bronchi in aspirazione.
- Connettore 15M
- Graduato con marcatura di profondità per il controllo del posizionamento rispetto alle corde vocali
- Linea radiopaca per una chiara identificazione sotto i raggi X
- · Dotato di:
  - o Cuffia a bassa pressione e ad ampio volume atraumatica
  - o Palloncino spia blu con raccordo Luer e valvola unidirezionale
  - o Occhio di Murphy con bordo arrotondato, atraumatico
  - o Punta atraumatica, precurvata tipo Magill in conformità alle norme ISO/EN applicabili.

DIR/QM - Rev. 01\_31/03/2025

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl