



6 mm

NC6013001

CANNULA NASOFARINGEA D.I. 6MM

- Dispositivo per il mantenimento della pervietà della cavità nasofaringea
- Per intubazione nasofaringea in anestesia, terapia intensiva e in emergenza.
- Realizzata in PVC, morbido, flessibile, resistente al collabimento
- Bordi arrotondati, superficie liscia, atraumatica
- Connettore 15M per il collegamento ai sistemi di ventilazione
- Fornita singolarmente in confezione sterile
- Privo di lattice e di ftalati (DEHP/DOP free)
- Monouso
- Diametro interno: 6,0 mm
- Lunghezza: 135 mm

DIR/QM – Rev. 02_12/03/2026

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl