



**7 mm**

**NC7015001**

### **CANNULA NASOFARINGEA D.I. 7MM**

- Dispositivo per il mantenimento della pervietà della cavità nasofaringea
- Per intubazione nasofaringea in anestesia, terapia intensiva e in emergenza.
- Realizzata in PVC, morbido, flessibile, resistente al collabimento
- Bordi arrotondati, superficie liscia, atraumatica
- Connettore 15M per il collegamento ai sistemi di ventilazione
- Fornita singolarmente in confezione sterile
- Privo di lattice e di ftalati (DEHP/DOP free)
- Monouso
- Diametro interno: 7,0 mm
- Lunghezza: 150 mm

*DIR/QM – Rev. 02\_12/03/2026*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl