





OXI0584

FLUSSIMETRO 0-15 LPM ATTACCO UNI MD

- Flussometro per la somministrazione di ossigeno al paziente
- Flusso in uscita compreso tra 0-15 lpm (litri al minuto)
- Scala graduata sulla buretta per l'indicazione in tempo reale della somministrazione di ossigeno
- Corpo in ottone nichelato
- Innesto UNI per la connessione diretta all'unità terminale
- Attacco 9/16" verso l'umidificatore o al connettore portagomma (opzionale)
- Filtro posizionato all'ingresso della buretta per la protezione del paziente e del flussometro stesso
- La regolazione del flusso del gas è possibile attraverso la manopola posta sul frontale del dispositivo
- Accetta umidificatori monouso o riutilizzabili.
- Made in Italy
- Classificato secondo la direttiva 93/42/CEE nella classe di rischio Ila
- CND flussometro: Z12159099 RDM flussometro: 99418/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl