



**OXI0585**

### **FLUSSIMETRO 0-30 LPM ATTACCO UNI MD**

- Flussometro per la somministrazione di ossigeno al paziente
- Flusso in uscita compreso tra 0-30 lpm (litri al minuto)
- Scala graduata sulla buretta per l'indicazione in tempo reale della somministrazione di ossigeno
- Corpo in ottone nichelato
- Innesto UNI per la connessione diretta all'unità terminale
- Attacco 9/16" verso l'umidificatore o al connettore portagomma (opzionale)
- Filtro posizionato all'ingresso della buretta per la protezione del paziente e del Flussometro stesso
- La regolazione del flusso del gas è possibile attraverso la manopola posta sul frontale del dispositivo
- Accetta umidificatori monouso o riutilizzabili.
- Made in Italy
- Classificato secondo la direttiva 93/42/CEE nella classe di rischio IIa
- CND Flussometro: Z12159099 – RDM Flussometro: 99418/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl