





## **OXI0588**

## FLUSSIMETRO 0-30 LPM ATTACCO AFNOR MD

- Flussometro per la somministrazione di ossigeno al paziente
- Flusso in uscita compreso tra 0-30 lpm (litri al minuto)
- Scala graduata sulla buretta per l'indicazione in tempo reale della somministrazione di ossigeno
- Corpo in ottone nichelato
- Innesto AFNOR per la connessione diretta all'unità terminale
- Attacco all'umidificatore 9/16"
- Filtro posizionato all'ingresso della buretta per la protezione del paziente e del flussometro stesso
- La regolazione del flusso del gas è possibile attraverso la manopola posta sul frontale del dispositivo
- Accetta umidificatori monouso o riutilizzabili
- Made in Italy
- Classificato secondo la direttiva 93/42/CEE nella classe di rischio Ila
- CND flussometro: Z12159099 RDM flussometro: 99418/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl