



**PF-273P-0916**

### **UMIDIFICATORE PER FLUSSOMETRO INPUT 9/16"**

- Umidificatore per ossigenoterapia con ingresso 9/16"
- Vaso e tappo autoclavabili a 121° C – 2bar – max. 20 minuti
- Tubo interno in silicone con terminale dotato di filtro per la diffusione omogenea del gas nell'acqua
- Portagomma posizionato sul tappo dell'umidificatore per la connessione a dispositivi di somministrazione al paziente (mascherine, cateteri nasali...)
- Indicazione dei limiti minimo e massimo di riempimento dell'acqua
- Latex safe/free
- Made in Italy
- Dispositivo medico in classe IIa conforme alla 93/42/CEE e s.m.i. e allo standard UNI 11341

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl