



**OS/50**

## **MASCHERA O2 ALTA CONCENTRAZIONE ADULTO**

- Maschera per ossigenoterapia con pallone di raccolta e valvola anti riflusso
- Alta concentrazione (60% ossigeno)
- Realizzata in materiale trasparente, atossico e morbido, completa di elastico regolabile
- Clip metallico stringi naso che rende l'applicazione sicura e confortevole
- Dotata di tubo antischiacciamento da 210 cm e connettore universale
- Misura: adulto n. 6 grande

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl