



#### **BOR87040**

#### **OXIBAG BLU\***

- Custodia imbottita porta bombola ossigeno
- Tessuto PVC impermeabile e antistrappo ad alta resistenza
- Grazie alla sua forma ed imbottitura permette di contenere, proteggere e trasportare con assoluta sicurezza la bombola ossigeno
- Può contenere bombole ossigeno da 1 o 2 l
- Dimensioni: 54x23x24 cm circa
- Peso: 1,1 kg circa

*DIR/QM – Rev. 01\_26/07/2023*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl