







OXI0327

INNESTO AFNOR 02 3/8"

- Innesto realizzato in metallo trattato superficialmente per essere compatibile con l'ossigeno compresso
- Consente di essere collegato agli attacchi dei nostri tubi ossigeno
- Non è necessario tagliare il tubo e raccordarlo
- Garantisce una perfetta tenuta grazie a una rondella piatta inserita nel raccordo ossigeno Boscarol compatibile con l'ossigeno
- Rientra tra gli accessori del dispositivo medico OXIKIT PLUS

DIR/QM - Rev. 01_02/01/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl