



**OXI0327**

### **INNESTO AFNOR O2 3/8"**

- Innesto realizzato in metallo trattato superficialmente per essere compatibile con l'ossigeno compresso
- Consente di essere collegato agli attacchi dei nostri tubi ossigeno
- Non è necessario tagliare il tubo e raccordarlo
- Garantisce una perfetta tenuta grazie a una rondella piatta inserita nel raccordo ossigeno Boscarol compatibile con l'ossigeno
- Rientra tra gli accessori del dispositivo medico OXIKIT PLUS

*DIR/QM – Rev. 01\_02/01/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl