



## OXIP7010P

### SCAMBIATORE CON MANOMETRO E PST EL-UL

- Scambiatore meccanico ad alte prestazioni con entrate/uscita laterali o posteriori (predisposte dal costruttore)
- Alloggia all'interno della manopola di scambio il manometro per pressioni fino a 15 bar (1500 kPa)
- Grazie alla particolare struttura, il manometro è protetto da urti e shock meccanici accidentali
- Il manometro inserito all'interno dello scambiatore consente di ridurre la dimensione della barra ossigeno dell'ambulanza
- Attacchi di ingresso e uscita a 3/8" perfettamente compatibili con i tubi flessibili ossigeno prodotti dalla Boscarol
- Consente di alloggiare sull'uscita un trasduttore di pressione per la misurazione della pressione nominale del kit
- Lo scambiatore prevede una mostrina per il fissaggio a incasso nell'ambulanza.
- La mostrina è realizzata in acciaio inox e può essere verniciata a seconda delle esigenze del cliente
- Lo scambiatore bombole Boscarol rientra nei particolari che compongono il kit ossigeno e deve essere considerato come parte di ricambio

DIR/QM – Rev. 01\_02/01/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl