





## **BSU506**

## FLACONE SECRETI PP OB-J 1000 ML

- Flacone OB-J per la raccolta di secreti, realizzato in polipropilene ad uso medicale
- Composto da un vaso e un adattatore che permette l'utilizzo del flacone con le sacche monouso LINER della società Serres (non incluse)
- Il flacone è completo di raccordo "L"
- Il flacone è sterilizzabile in autoclave a vapore a una temperatura massima di 121°C e a una pressione pari a 2bar (200kPa)
- Il flacone è inoltre disinfettabile secondo la prassi ospedaliera

DIR/QM - Rev. 02\_12/06/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl