



## BSU810

### SUPPORTO DA PARETE OB WB

- Supporto di ancoraggio a parete per aspiratori medicali di secreti OB2012, OB3000 e OB1000
- Sistema di ricarica del dispositivo integrato
- Sistema di ancoraggio testato a 10 g come previsto dalla norma EN 1789 in vigore
- Supporto estremamente compatto e funzionale non sporgente dalla parete del mezzo di soccorso, con pulsante di sgancio veloce.
- Alimentazione a 12Vcc per OB2012 e OB1000; 11÷30Vcc per OB3000
- Peso: 0,8 kg circa
- Dimensioni: 240 x 255 x 5 mm circa

DIR/QM – Rev. 03\_22/03/2024

Manuale d'uso del dispositivo disponibile online nella pagina [eIFU](#)

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl