



DIA100390

STRINGISACCA CON MANOMETRO OB*

- Stringisacca per infusioni di medicinali, contenuti in sacche di materiale plastico
- Completo di manometro per il monitoraggio dell'infusione e monopalla con valvola di scarico per un fine dosaggio
- Indicata per infusioni da 500 ml
- Le misurazioni devono essere eseguite nell'ambito del controllo medico
- Dispositivo medico CE

DIR/QM – Rev. 02_02/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl