



BSU999

FILTRO ANTIBATTERICO PER ASPIRATORE

- Filtro di protezione monouso con supporto filtrante in PTFE e contenitore in polipropilene ermetico
- Max pressione applicabile 1 bar (100kPa), caratteristica obbligatoria in base alle normative ISO 10079-1 per gli aspiratori medicali di secreti
- Dispositivo venduto singolarmente.

DIR/QM – Rev. 04_05/03/2026

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl