



BSU999

FILTRO ANTIBATTERICO PER ASPIRATORE

- Filtro di protezione monouso con supporto filtrante in PTFE e contenitore in polipropilene ermetico
- Max pressione applicabile 1 bar (100kPa), caratteristica obbligatoria in base alle normative ISO 10079-1 per gli aspiratori medicali di secreti
- Dispositivo venduto singolarmente e disponibile nei due codici BSU999 e M03.1.003. I due codici presentano delle caratteristiche tecniche e funzionalità analoghe.
- È un dispositivo medico CE

DIR/QM – Rev. 02_27/07/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl