



### M03.1.003

## FILTRO ANTIBATTERICO PER ASPIRATORE

- Filtro di protezione monouso con supporto filtrante in PTFE e contenitore ermetico in stirene
- Pressione di ingresso liquidi massima (test con acqua): 16 psi
- Capacità filtrante e antibatterica: >99,9999%. Area filtrante: 24,9 cm<sup>2</sup>
- Dispositivo imballato e venduto singolarmente.
- Può essere utilizzato come alternativa al filtro BSU999 come dichiarato anche nelle IFU del dispositivo
- Dispositivo medico CE

DIR/QM – Rev. 02\_27/07/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl