





SC125003

SONDA ASPIRIRAZIONE 12 CH BIANCO

- Sondino per bronco-aspirazione con punta retta, monouso e sterile.
- Punta smussata, atraumatica, con due fori laterali sfalsati ellittici.
- Realizzato in PVC atossico di grado medicale, morbido e con superficie satinata per facilitarne l'inserimento e l'estrazione.
- Privo di ftalati.
- Dimensioni:
 - Lunghezza: 50 cm.Misura: Ch 12.
 - o Diametro esterno: 4,0 mm.
- Colore: bianco.
- Dispositivo medico CE

DIR/QM - Rev. 02_27/07/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl