



**SC165003**

## **SONDA ASPIRAZIONE 16 CH ARANCIO**

- Sondino per bronco-aspirazione con punta retta, monouso e sterile.
- Punta smussata, atraumatica, con due fori laterali sfalsati ellittici.
- Realizzato in PVC atossico di grado medicale, morbido e con superficie satinata per facilitarne l'inserimento e l'estrazione.
- Privo di ftalati.
- Dimensioni:
  - Lunghezza: 50 cm.
  - Misura: Ch 16.
  - Diametro esterno: 5,3 mm.
- Colore: arancione.
- Dispositivo medico CE

*DIR/QM – Rev. 02\_27/07/2023*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl