



**SC105003**

## **SONDA ASPIRAZIONE 10 CH NERO**

- Sondino per bronco-aspirazione con punta retta, monouso e sterile.
- Punta smussata, atraumatica, con due fori laterali sfalsati ellittici.
- Realizzato in PVC atossico di grado medicale, morbido, con superficie satinata per facilitarne l'inserimento e l'estrazione. Privo di ftalati.
- Dimensioni:
  - Lunghezza: 50 cm.
  - Misura: Ch 10.
  - Diametro esterno: 3,3 mm.
- Colore: nero.
- Dispositivo medico CE

DIR/QM – Rev. 02\_08/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl