



## **SPS6102**

## SET FLACONE OB-J CON 6PZ SACCHE SERRES

- Flacone OB-J per raccolta secreti realizzato in polipropilene, autoclavabile, composto da un vaso e un adattatore che permette l'utilizzo del flacone con le sacche monouso LINER della società Serres
- Set 6 pezzi sacca monouso 1000 ml Serres complete di coperchio con filtro antibatterico integrato
- Tubo in silicone e raccordo per la connessione all'aspiratore

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl