



#### FS-6540

### ASPIRATORE DI SECRETI MANUALE

- Flacone di raccolta secreti da 300 ml
- Aspiratore di secreti portatile, funzionale e sicuro, funzionante esclusivamente con la pressione della mano che permette di raggiungere una depressione sino a 450 mbar
- La forma "a pistola" permette di utilizzare una sola mano nell'aspirazione di emergenza
- Dimensioni: 22x8x18cm circa
- Peso: 275 g circa
- E' un dispositivo medico CE

DIR/QM – Rev. 01\_20/01/2026

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl