



#### **PAL32050**

#### **MASCHERA OB IN SILICONE MIS. 0\***

- Maschera di ventilazione trasparente con bordo a labbro per la massima aderenza al viso
- Realizzata in silicone autoclavabile
- La conchiglia trasparente permette il monitoraggio del paziente durante la ventilazione
- Misura: 0

*DIR/QM – Rev. 02\_30/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl