



**VAL40902**

## **VALIGIA DI RIANIMAZIONE SILICONE**

- Valigia in abs con coperchio trasparente, contenente:
  - 1 pallone di ventilazione in silicone autoclavabile
  - 3 maschere di ventilazione in silicone
  - 1 reservoir + 1 tubo ossigeno
  - 5 canule di Güdel
- Dimensioni: 39,5x13,5x26 cm
- Peso: 2,3 kg circa

*DIR/QM – Rev. 02\_30/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl