



VAL40910

BORSETTA DI RIANIMAZIONE PAL SILICONE

- Borsetta di rianimazione realizzata in tessuto antistrappo impermeabile, con tracolla per il trasporto
- Completa di:
 - Pallone di ventilazione in silicone autoclavabile
 - 2 maschere di ventilazione trasparenti con bordo in silicone
 - Reservoir
 - Tubo collegamento fonte ossigeno
 - 5 cannule di Gdel
- Dimensioni: 28x15x16h cm circa
- Peso: 1 kg circa

DIR/QM – Rev. 02_30/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl