



## **VAL40910**

## **BORSETTA DI RIANIMAZIONE PAL SILICONE**

- Borsetta di rianimazione realizzata in tessuto antistrappo impermeabile, con tracolla per il trasporto
- Completa di:
- Pallone di ventilazione in silicone autoclavabile
- 2 maschere di ventilazione trasparenti con bordo in silicone
- Reservoir
- Tubo collegamento fonte ossigeno
- 5 canule di Güdel
- Dimensioni: 28x15x16h cm circa
- Peso: 1 kg circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl