



**VAL40916**

## **BORSETTA DI RIANIMAZIONE PAL MON. PVC**

- Borsetta di rianimazione realizzata in tessuto antistrappo impermeabile, con tracolla per il trasporto
- Completa di:
  - Pallone di ventilazione in PVC monouso
  - 2 maschere di ventilazione trasparenti
  - Reservoir
  - Tubo collegamento fonte ossigeno
  - 5 cannule di Guedel
- Dimensioni: 28x15x16h cm circa
- Peso: 1 kg circa

*DIR/QM – Rev. 02\_30/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl