



#### **PAL32010**

#### **PALLONE OB IN SILICONE PEDIATRICO\***

- Pallone di ventilazione pediatrico in silicone autoclavabile a 135° C.
- Capacità: 500 ml
- Completo di valvola paziente con connessione girevole a 360°
- Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione
- Certificato CE in classe IIa

*DIR/QM – Rev. 02\_30/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl