



## **VAL40905**

## **VALIGIA DI RIANIMAZIONE PVC MONOUSO\***

- Valigia in abs con coperchio trasparente, contenente:
- 1 pallone di ventilazione in pvc monouso
- 3 maschere di ventilazione monouso
- 1 reservoir + 1 tubo ossigeno
- 5 canule di Güdel
- Dimensioni: 39,5x13,5x26 cm
- Peso: 2,2 kg circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl