



VAL40905

VALIGIA DI RIANIMAZIONE PVC MONOUSO*

- Valigia in abs con coperchio trasparente, contenente:
 - 1 pallone di ventilazione in pvc monouso
 - 3 maschere di ventilazione monouso
 - 1 reservoir + 1 tubo ossigeno
 - 5 canule di Güdel
- Dimensioni: 39,5x13,5x26 cm
- Peso: 2,2 kg circa

DIR/QM – Rev. 02_30/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl