



**VAL44281**

### **SET PALLONE PEDIAT./NEONAT. MONOUSO PVC**

- Set 2 palloni di ventilazione in pvc monouso in borsetta, completo di:
- 1 pallone di ventilazione neonatale da 240 ml
- 1 pallone di ventilazione pediatrico da 500 ml
- 2 maschere di ventilazione
- Reservoir e tubo ossigeno
- 3 cannule di Güdel
- Dimensioni: 25x25x8 cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl