



**TW8131**

### **PALLONE SILIC. MANUALE INFANT COMPLETO**

- Pallone di ventilazione infant in silicone autoclavabile a 121°
- Capacità: 340 ml
- Valvola paziente con connessione girevole a 360°
- Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione
- Dotato di maschera misura n.1, reservoir e tubo ossigeno
- Dispositivo Medico CE

*DIR/QM – Rev. 01\_26/11/2025*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl