



**TW8311**

## **PALLONE MANUALE ADULTO PVC COMPLETO**

- Pallone di ventilazione monouso adulto in pvc
- Capacità: 1630 ml
- Valvola paziente con connessione girevole a 360°
- Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione
- Ingresso per valvola peep
- Dotato di maschera misura n.5, reservoir e tubo ossigeno
- Dispositivo Medico CE

*DIR/QM – Rev. 01\_26/11/2025*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl