



TW8321

PALLONE MANUALE PEDIATRICO PVC COMPLETO

- Pallone di ventilazione monouso pediatrico in pvc
- Capacità: 680 ml
- Valvola paziente con connessione girevole a 360°
- Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione
- Ingresso per valvola peep
- Dotato di maschera misura n.3, reservoir e tubo ossigeno
- Dispositivo Medico CE

DIR/QM – Rev. 01_26/11/2025

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl