



## **DIA02009**

## SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DA TAVOLO\*

- Sfigmomanometro aneroide circolare da parete e/o da tavolo (diametro 170 mm)
- Scala da 0 a 300 mm/Hg
- Accuratezza della misura: ± 3 mmHg
- Bracciale con chiusura a velcro e pera di gonfiaggio, tubo di connessione spiralato
- Supporto d'ancoraggio a parete con porta bracciale a cestello
- Destinato a un utilizzo laico e professionale
- Dispositivo medico CE

DIR/QM - Rev. 02\_02/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl