



**DIA100070**

## **SFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO PALM GRANDE**

- Sfigmomanometro aneroidale palmare
- Grande manometro con scala graduata fino a 300 mm/Hg
- Diversa ed esclusiva colorazione del manometro, rosso e blu. Rosso per un immediato riconoscimento di eventuali situazioni di ipo/ipertensione
- Completo di 2 bracciali, uno neonatale e uno pediatrico in tessuto fantasia con chiusura a velcro
- Valvola con fine regolazione
- Utilizzabile con una sola mano
- Fornito con custodia in tessuto fantasia
- Manometro Ø 70 mm
- CODICE CND V0399
- E' un dispositivo medico CE
- Le misurazioni devono essere eseguite nell'ambito del controllo medico

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl