



**DIA100390**

### **STRINGISACCA CON MANOMETRO OB\***

- Stringisacca per infusioni di medicinali, contenuti in sacche di materiale plastico
- Completo di manometro per il monitoraggio dell'infusione e monopalla con valvola di scarico per un fine dosaggio
- Indicata per infusioni da 500 ml
- Le misurazioni devono essere eseguite nell'ambito del controllo medico
- Dispositivo medico CE

*DIR/QM – Rev. 02\_02/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl