



**F7956P**

## **PADS PEDIATRICHE**

- Elettrodi per pazienti pediatrici
- Compatibili con il defibrillatore OB Life Support 300
- Gli elettrodi con connettore di colore giallo sono destinati all'uso su pazienti pediatrici di peso inferiore ai 25 kg (ed età inferiore agli 8 anni).

DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl