



Emergency Medical Systems



F7956W

## PADS ADULTI

- Elettrodi per pazienti adulti
- Compatibili con il defibrillatore OB Life Support 300
- Gli elettrodi con connettore di colore blu sono destinati all'uso su pazienti adulti e pazienti pediatrici di peso superiore ai 25 kg.

DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl

OSCAR BOSCAROL S.r.l.  
Via Enzo Ferrari, 29 - 39100 Bolzano BZ Italy  
P.IVA e Cod. Fisc. 01458460217  
Tel. +39 0471932893 Fax. +39 04711880333  
info@boscarol.it - www.boscarol.it

Data stampa: 30/06/2026 08:21:08