



Emergency Medical Systems



F7956W

PADS ADULTI

- Elettrodi per pazienti adulti
- Compatibili con il defibrillatore OB Life Support 300
- Gli elettrodi con connettore di colore blu sono destinati all'uso su pazienti adulti e pazienti pediatrici di peso superiore ai 25 kg.

DIR/QM – Rev. 02_04/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl

OSCAR BOSCAROL S.r.l.
Via Enzo Ferrari, 29 - 39100 Bolzano BZ Italy
P.IVA e Cod. Fisc. 01458460217
Tel. +39 0471932893 Fax. +39 04711880333
info@boscarol.it - www.boscarol.it

Data stampa: 16/05/2026 12:52:05