



## OMM2EC

### SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO OMRON M2

- Misuratore di pressione digitale da braccio
- Compatto, completamente automatico, semplice e rapido
- Misura la pressione arteriosa e la frequenza delle pulsazioni
- Comodo gonfiaggio controllato grazie alla tecnologia "IntelliSense"
- Rileva la presenza di battiti cardiaci irregolari
- Memoria di un massimo di 30 misurazioni
- Display LCD digitale
- Circonferenza del bracciale: 22-32 cm
- Alimentazione: 4 batterie AA da 1,5 V (incluse)
- Confezione: misuratore, bracciale, manuale di istruzioni, custodia, set di batterie, scheda personale

DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl