



**TER174**

## **TERMOMETRO SENZA MERCURIO**

- Termometro clinico senza mercurio
- Il liquido impiegato è una lega di "Gallio/Indio", completamente atossica e non nociva per l'ambiente
- Campo di misurazione: 32÷42°C
- Precisione: 0,1°C
- Dimensioni: 125x12x8 mm
- Dispositivo medico CE
- Le misurazioni devono essere eseguite nell'ambito del controllo medico

*DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl