



HS201C1

SFIGMOMANOMETRO PALMARE

- Sfigmomanometro palmare con cuffia di colore nero
- Grande manometro con scala graduata fino a 300 mm/Hg
- Bracciale in nylon con chiusura a velcro per una rapida applicazione
- Pera di gonfiaggio con valvola di regolazione della pressione
- Accuratezza della misura: ± 3 mmHg
- Pratica custodia di protezione e trasporto
- Dispositivo medico CE

DIR/QM – Rev. 02_04/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl