



## HS2000

### SFIGMOMANOMETRO STANDARD BLU

- Sfigmomanometro aneroido standard
- Manometro con scala graduata sino a 300 mm/Hg
- Diversa ed esclusiva colorazione del quadrante: rosso, nero. Rosso per un immediato riconoscimento di eventuali stati di ipo/ipertensione
- Bracciale in nylon di colore blu con chiusura a velcro
- Pera di gonfiaggio separata, valvola con regolazione fine
- Fornito con custodia di trasporto e protezione
- Dispositivo medico CE
- Le misurazioni devono essere eseguite nell'ambito del controllo medico

DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl