



**HS-201Q1**

## **SFIGMOMANOMETRO PROFESSIONAL I**

- Sfigmomanometro professionale ad 1 tubo
- Grande manometro con scala graduata fino a 300 mm/Hg (70 mm di diametro)
- Bracciale con chiusura a velcro
- Valvola di scarico a vite con regolazione fine, o con bottone di scarico rapido.
- Rotazione del manometro che ne permette l'utilizzo da parte degli operatori destri e mancini
- Pratica custodia di protezione e trasporto
- Dispositivo medico CE
- Le misurazioni devono essere eseguite da personale addestrato o medico

*DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl